



## Estetika - MUSTER

### LIGHT4YOU

Quick spot 60000 impulss valgus-valutu-a breeze



**muster**

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



### LIGHT4YOU

Quick spot 60000 impulss valgus-valutu-a breeze

- 7 puuetundliku ekraani värviline ekraan"
- 60000 spot
- Ühtse Spotlight töödeldud ala suurust: ben 7,5 cm2
- Kombineeritud jahutusõhu + vesi ja termoelektriliste jahedamaks
- Ravi: jahutamise määr ning handpiece ja arenenud tehnoloogia tagab märkimisväärselt vähendada töötlemise korda.

#### PROFESSIONAALNE õhu ja vee jahutatud seadmed

Pulseeriv valgus, uuenduslik, Kiire ja tõhus, mitteinvasiivne juuste eemaldamine ravi. Kasutades energia keskendunud ksenoon valgus, tegutseb taotluse otse juuksed pirn suurepärase tulemustega. Suure intensiivsusega IPL fotonooendus ekspluuteerib valikulise photothermolysis põhimõtte tekitavad mitmeid vilgub, mis takistavad juuksed arengukomitee, rakkude et progressiivne ja püsiva soovimatu juuksed aidata kaasa.

#### ELEKTROONILISE HAIGUSLOO

Elektroonilise haigusloo on lihtne ja intuiitivne. Lihtsalt koputage soovitud funktsioon videot ja seade võimaldab teil kergesti kaaluda kõiki parameetreid määrata õige ravi — Kokkuvõttes mõne sekundi. LIGHT4YOU määratakse kindlaks asjakohased võimu ja konkreetse filtrit kasutada raviks, valides mõned sammud video vaatamiseks oma parameetrid, nagu naha värv ja juuste värv ja ilme. Video lõpus kuvatakse teie asjakohane kontrollimiseks valitud andmete kokkuvõtet, ja jätkab ravi.

#### FOTO-NOORENDAMINE RAVI

(valikuline)-et mitte operaatori Itaalia (D.M. 110/2011).

Foto-noorendamine on saavutatud tänu kasulik toime toodetud pulseeriv valgus ravi, mis elavdab mõjutatud piirkondades, ärkamine nende nõuetekohane ja loomulik toimimiseks. Uuenduslike tehnoloogiate pakutud LIGHT4YOU näitas nähtav paranemine naha kõrvalekalletega nagu: rosaatsea, kortsud, pindmised kapillaarid ja hypotonicity epidermis. Ere flash on võimeline aktiveerima nahka, stimuleerides uute kollageeni, mis revitalizes naha tekstuur ja konsistents.

- Spot 15 mm x 50 mm (7.5 cm<sup>2</sup>)
- Filtrid (2)
- Fotonooendus:
  - 600 nm filter (sobivad naha tipid I-II-III)
  - 640 nm filter (sobib phototype IV-V-VI)
- Energiakogust: reguleeritav 0,5 kuni 18 J/cm<sup>2</sup>
- Amplituudi spot 20 ms
- Ühe või mitme spot kohapeal toimida (pideva väljundiga kaubaautod kiirendada töötlemise)
- Pause vahel kaubaautod mitu spot režiimis: reguleeritav 1 s 4 s
- Laadimise aeg pärast impulsi: 250 ms (0,25 sekundit)
- Kerge seade jahutussüsteem: kombineeritud vesi + õhk + termoelektriliste jahedamaks
- Kristall temperatuuriseade heite naha Kontakt: -5 ° C 5 ° c
- Elu jooksul 60000 spot lamp
- Keskmist energiatarvet operatsiooni: 180 W
- Maksimaalne võimsus maksustamine: 2200 W
- Pinge 230 V/50 Hz