



Tints per al cabell - IT&LY

AQUARELY

amb pigments Microordinador intens i proteïnes de blat



IT&LY[®]
HAIR FASHION

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



AQUARELY

amb pigments Microordinador intens i proteïnes de blat

Exclusiva per pintar permanent formulat amb innovadors pigment nano-micro-emulsified pot penetrar millor en el tronc amb un baix contingut d, amoníac i amb proteïnes de blat que capello overhauling , marxar hidratat i suau, brillant.

El color és vibrant i dura més temps, garantir una cobertura de pèl blanc perfecte.

Conté:

- INTENSA MICRO PIGMENTS: pigment nano-microemulsionati són capaços de penetrar profunda entre les cavitats i s, uneixen a les fibres queratina del cabell. Un avantatge important que prové de l, ús d, aquesta tecnologia innovadora és la reducció del contingut ja baixa

d, amoníac perquè la mida reduïda pigment requereix només una obertura parcial de cutícules està augmentant així la llavor.

- BLAT de proteïnes: proteïnes de blat hidrolitzat jugar condicionament i reestructuració acció , la protecció de les fibres del cuir cabellut i capil lars, donar-li suavitat i silkiness al cabell. Seva és també eficaç antioxidant i redueix la formació de radicals lliures.

- OLI essencial de lavanda: el oli essencial de lavanda delicada és la major aplicació en els tractaments capil-lar on la calma i disarrossanti permetre l, ús de pols bleaching fins i tot si aplicar sobre pells sensibles.

tons: 103 parcel. les.

instruccions d, ús: triar l, ombra de coloració crema AQUARELY d, aplicar. Dilució de 1: 1 , 5 amb Aquarely oxidant emulsió. Esprémer 50 ml de coloració crema Aquarely , corresponent al contingut del tub de mitjana en un plàstic bol i barregi amb ml 75 Emulsió Aquarely oxidant fins crema suau , seguint direccions:

-TO sobre to: tint de 50 ml de crema , 75 m a t 10 oxidant emulsió , 25 minuts de temps d,

exposició.

-1 to LIGHTENING: 50 ml nata tint , 75 milles a 20 tu oxidant emulsió, temps d, exposició 30 minuts.

-Tons blanqueig: 50 ml 2 coloració crema , 75 milles de 30 tu oxidant emulsió, temps d, exposició de 35 minuts.

-3 tons blanqueig: 50 ml de crema , 75 jo tint d, oxidació emulsió 40, temps d, exposició 40 minuts.

-ULTRA-alleugerint LOCIÓ: 50 ml nata tint , 100 milles de 40 tu oxidant emulsió, temps d, exposició 45 minuts.

envasat: tub 100ml.