



juuksuri- tarvikud - GIUBRA

JET STREAM NÄO STEAMER

osooni teraapia cod. 2655 funktsioon



✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328

🌐 www.globelife.com/giubra/



JET STREAM NÄO STEAMER

osooni teraapia cod. 2655 funktsioon

Tehnilised omadused:

- toide: 220-230 v ~ 50/General: 60 hz;
- energiatarve: max 650 w;
- sisekaitse: kaitsme # 1 t 3, 15a 250 v;
- chrome baasi.

Keskkonnaalase töö põhinäitajad:

- ümbritsev temperatuur: + 10 ° kuni + 40 ° c;
- õhuniiskus: 30 kuni 75%;
- Õhurõhk: 700 + 1060 hpa.

kasutusjuhendid:

NÄO STEAMER

Vajutades nupule "sees", tekst "Auru" all vesi hakkab aurustuma ja kui te olete aktiveerinud programm, süttib punane. Pihustamist programmi lõpetamiseks vajutage rohelist nuppu "Off" sõna "Auru" all.

OSOONI

Lubamiseks või keelamiseks programm, vajutage nuppu "on/off" sõna "Osoon" all. Osooni aktiveerimisel süttib punane.