



Estetika - MUSTER

LIGHT4YOU

Cepat tempat 60000 PULSED LIGHT-menyakitkan-a breeze



muster

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



LIGHT4YOU

Cepat tempat 60000 PULSED LIGHT-menyakitkan-a breeze

- 7 warna layar sentuh layar"
- 60000 spot
- Besar ukuran daerah yang diobati untuk satu Spotlight: ben 7,5 cm2
- Gabungan pendingin udara + air dan termoelektrik sejuk
- Perawatan: laju pendinginan handpiece dan teknologi canggih, menjamin penurunan yang signifikan dari masa pengobatan.

PROFESIONAL udara dan air COOLED peralatan

Cahaya berdenyut, inovatif, cepat dan efektif, non-invasif hair removal pengobatan. Menggunakan energi berfokus Xenon lampu, aplikasi bertindak secara langsung pada rambut bola lampu dengan hasil yang luar biasa. Intensitas tinggi foto-pencukuran IPL eksploitasi prinsip selektif photothermolysis, menghasilkan serangkaian berkedip yang menghambat sel-sel yang bertanggung jawab untuk pengembangan rambut, berkontribusi progresif dan permanen menghilangkan rambut yang tidak diinginkan.

SEJARAH MEDIS TERKOMPUTERISASI

Sejarah medis terkomputerisasi sederhana dan intuitif. Hanya tekan video di fungsi yang diinginkan dan perangkat yang memungkinkan Anda untuk mudah menganggap semua parameter untuk mengatur perawatan yang tepat-semua dalam hitungan detik. LIGHT4YOU menentukan tingkat yang sesuai kekuasaan dan filter khusus digunakan untuk pengobatan, dengan memilih, dalam beberapa langkah video, parameter seperti warna kulit dan rambut warna dan penampilan. Pada akhir video akan menampilkan, untuk verifikasi Anda sesuai, ringkasan data yang dipilih dan akan melanjutkan untuk pengobatan.

FOTO PEREMAJAAN-PENGOBATAN

(opsional)-tidak untuk digunakan oleh operator di Italia (Dewi 110/2011). Foto-peremajaan dicapai berkat efek menguntungkan diproduksi oleh berdenyut cahaya perawatan, yang merangsang daerah yang terkena, kebangkitan fungsi yang tepat dan

alami. Teknologi inovatif yang ditawarkan oleh LIGHT4YOU menunjukkan perbaikan yang terlihat kelainan kulit seperti: rosacea, keriput, dangkal kapiler, hypotonicity epidermis. Cerah flash mampu mengaktifkan kulit, yang menstimulasi produksi kolagen baru, yang merevitalisasi tekstur kulit dan konsistensi.

- Spot 15 mm x 50 mm (7.5 cm²)
- Filter (2)
- Foto-pencukuran:
 - 600 nm filter (cocok untuk kulit jenis saya-II-III)
 - nm 640 filter (cocok phototype IV-V-VI)
- Energi yang dipancarkan: disesuaikan 0,5 untuk 18 J/cm²
- Amplitudo tempat 20 ms
- Satu atau beberapa tempat spot fungsi (output terus-menerus iklan untuk mempercepat proses)
- Jeda antara iklan di beberapa tempat mode: adjustable 1 s ke 4 s
- Waktu pengisian pulsa: 250 ms (0.25 detik)
- Cahaya unit sistem pendingin: gabungan air + air + termoelektrik sejuk
- Pengaturan suhu kristal emisi kulit kontak:-5 ° C sampai 5 ° C
- Seumur hidup 60000 tempat lampu
- Konsumsi daya rata-rata dalam operasi: 180 W
- Daya maksimum pengisian: 2200 W
- Tegangan 230 V/50 Hz