



## Rambut pelurus - LABOR PRO

### **B254 KERATIN 230** pelurus plat rawatan ultrasonik keratin

LABOR  
pro hair



LABOR  
p r o

✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)  
☎ +39 0331 1706328  
🌐 [www.globelife.com/laborprohair/](http://www.globelife.com/laborprohair/)

### **B254 KERATIN 230** pelurus plat rawatan ultrasonik keratin

Keratin plat 230, digunakan pada suhu maksimum 180 ° C, sesuai untuk yang licin diseterika, keriting dan gelombang. Digunakan untuk 230 ° C dan digabungkan dengan fungsi ultrasonik, mempunyai semua ciri-ciri untuk melaksanakan fungsi pengedap rawatan keratin.

- Piring dalam Logam Emas
- Paparan Digital
- Fungsi ultrasound (membantu dalam pemecahan molekul untuk lampiran yang lebih besar untuk rawatan Keratin yang)
- Termostat digital pra- ditetapkan pada 180 ° C untuk kegunaan berkanun plat, tetapi dengan kemungkinan meningkatkan suhu sehingga 230 ° C untuk rawatan untuk Keratin
- . Kabel silikon dengan berpusing 360 darjah