



## Tonas ant tono - Plauk? - DIKSON

### ATGAIVINA SPALVA KAUK?S be amoniako, deguonies ir p-fenilendiaminas

# DIKSON



✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)  
☎ +39 0331 1706328



### ATGAIVINA SPALVA KAUK?S be amoniako, deguonies ir p-fenilendiaminas

Spalv? ir kitas , atgimsta esam? spalv?, suteikiant plauk? spindesys šviežiai pagamintas dažymo. Plaukai su blondinai tonalizzate méches, vario , šokolado arba raudonos, spalvos NIUANSAS LIVENS iki kauk? veikia pabr?žiant ir atgaivinti blizges? ir blizges? plauk?. Jos r?gšties ph kondicionierius formul? maitina plauk? be sveria žemyn ir padaryti j? šilkiniai ir minkšta blizgesiu. Taip pat galima ant nat?rali? plauk? naujo ir intensyviau šviesos. Tai palaiapsniui maž?ja tol, kol ji išnyksta po tre?iosios skalbimo. Jis neapima balti plaukai.

**atspalvi?:** yra 5 variantai sukurti, siekiant patenkinti visus j?s? plauk? spalvos atspalviai.

- ŠVIES?S plaukai: rekomenduojama dažytiems plaukams su ŠVIES?S šeš?liai , Šviesos, CHIARISSIMO BLONDIN? BLONDIN? ir švies?s papildom? AIŠKU.  
Rezultatas: pagyv?ja refleksai ir aukso atspalvi? karšto.
- Rudi plaukai ir RUSVI spalvotas plauk?: rekomenduojama su KAŠTONINIAI atspalviai , LIGHT BROWN, rudos spalvos ir RUSVI.  
Rezultatas: INTENSYVUS UŽUOMIN? šokolado ir KAŠTON? spalvos.
- VARIN? plauk?: rekomenduojama dažytiems plaukams šviesos vario atspalv? su , TAMSUS, vario TIZIANO TITIAN TAMSIAI ir šviesos.  
Rezultatas: INTENSYVUS ir maloni? ATSPALVI?, vario COPPERPLATED.
- Raudona plaukai ir raudonmedžio: rekomenduojama dažytiems plaukams su šviesos RAUDONOS atspalvi? TAMSIAI RAUDONOS raudonmedžio ir TAMSUS RAUDONMEDIS.  
Rezultatas: INTENSYVIAI raudona atspindžiai ir atspalvi?.
- Plauk? MÉCHES arba saul?s SM?GIS: rekomenduojama ?jungti GELSVOS spalvos arba pernelyg PARUDUOS BLEACHED su saul?s sm?gis arba spalvos su SUPER Žaibas COLORATIONS.

kauk? spalva neturi ?takos rezultatas spalv? ? plaukus.

**naudojimo instrukcija:** taikyti kaip kauk? po bet kokios spalvos. paraišk? skai?ius

priklauso nuo plaukų ilgio. Vidutinis: 10/12 program?.

**pakavimas:** 250 ml mėgintuvėlius.